

Informationen zur OrCam

Die OrCam MyEye 2 ist eine kleine, mobile Kamera für Menschen die von Blindheit oder Seheinschränkungen betroffen sind. Sie kann gedruckte Texte vorlesen, und unter anderem auch Produkte und sogar Gesichter erkennen.

Das alles nur mit künstlicher Intelligenz und jederzeit verfügbar.

Diese neuartige Sehhilfe erleichtert Blinden und Menschen mit Seheinschränkung den Alltag deutlich und ist für Kinder, Erwachsene und Senioren gleichermaßen geeignet.

Das Gerät besteht aus einem kabellosen Minicomputer, in dem eine Kamera integriert ist. Diese Kamera passt an so gut wie jede handelsübliche Brille, und kann alle gedruckten Texte lesen – sowohl Bücher als auch Speisekarten, Schilder und digitale Inhalte. Der Nutzer muss nur auf einen Text zeigen und die OrCam liest über einen integrierten Mini-Lautsprecher oder via Bluetooth-Kopfhörer den entsprechenden Text vor. Eine Internetverbindung ist nicht notwendig, die OrCam arbeitet komplett offline.

Fakten zum Hilfsmittel:

- Kompakt, leicht (Gewicht: 22,5 Gramm)) und kabellos
- Kann an nahezu jeder normalen Brille angebracht werden
- Liest jeden gedruckten Text von jeder Oberfläche
- Kann vorher eingespeicherte Gesichter erkennen
- Produkt-Erkennung mittels Barcode-Datenbank
- Erkennung von Geldscheinen und Farben

Beantragung:

Es besteht die Möglichkeit, dass die Krankenkasse die Kosten für die OrCam übernimmt. Um eine Kostenübernahme zu beantragen, benötigen Sie eine entsprechende Verordnung von Ihrem Arzt mit der Hilfsmittelnummer 07.99.04.6002. Weitere Informationen zum Vorgang der Beantragung finden Sie auch in unserem Antragspaket.

Bei Fragen oder Interesse melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Ihr FeelSpace-Team

